ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ) ФАКУЛЬТЕТ АЭРОКОСМИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

Лабораторная работа 1.2 **Исследование эффекта Комптона**

Цель работы: с помощью сцинтилляционного спектрометра исследовать энергетический спектр γ -квантов, рассеянных на графите. Определить энергию рассеянных γ -квантов в зависимости от угла рассеяния, а также энергию покоя частиц, на которых происходит комптоновское рассеяние.

1 Теоретические сведения

Рассеяние γ -лучей в веществе относится к числу явлений, в которых особенно ясно проявляется двойственная природа излучения. Волновая теория, хорошо объясняющая рассеяние длинноволнового излучения, испытывает трудности при описании рассеяния рентгеновских и γ -лучей. Эта теория, в частности, не может объяснить, почему в составе рассеянного излучения, измеренного Комптоном, кроме исходной волны с частотой ω_0 появляется дополнительная длинноволновая компонента, отсутствующая в спектре первичного излучения.

Появление этой компоненты легко объяснимо, если считать, что γ -излучение представляет собой поток квантов (фотонов), имеющих энергию $\hbar\omega$ и импульс $p=\hbar\omega/c$. Эффект Комптона – увеличение длины волны рассеянного излучения по сравнению с падающим – интерпретируется как результат упругого соударения двух частиц: γ -кванта (фотона) и свободного электрона.

Рассмотрим элементарную теорию эффекта Комптона. Пусть электрон до соударения покоился, а γ -квант имел начальную энергию $\hbar\omega_0$ и импульс $\hbar\omega_0/c$. После соударения электрон приобретает энергию γmc^2 и импульс γmv , где $\gamma = (1-\beta^2)^{-1/2}$, $\beta = v/c$, а γ -квант рассеивается на некоторый угол θ по отношению к первоначальному направлению движения. Энергия и импульс γ -кванта становятся соответственно равными $\hbar\omega_1$ и $\hbar\omega_1/c$.

Запишем для рассматриваемого процесса законы сохранения энергии и импульса:

$$mc^2 + \hbar\omega_0 = \gamma mc^2 + \hbar\omega_1,\tag{1}$$

$$\hbar\omega_0/c = \gamma mv\cos\varphi + \hbar\omega_1/c\cos\theta,\tag{2}$$

$$\gamma m v \sin \varphi = \hbar \omega_1 / c \sin \theta. \tag{3}$$

Решая совместно эти уравнения, нетрудно получить, что изменение длины волны рассеянного излучения равно

$$\Delta \lambda = \lambda_1 - \lambda_0 = \frac{h}{mc} (1 - \cos \theta) = \Lambda_K (1 - \cos \theta), \tag{4}$$

где λ_0 и λ_1 — длины волн γ -кванта до и после рассеяния, а величина Λ_K называется комптоновской длиной волны электрона. Из формулы (4) следует, что комптоновское смещение не зависит ни от длины волны первичного излучения, ни от рода вещества, в котором наблюдается рассеяние. В приведенном выводе электрон в атоме считается свободным. Для γ -квантов с энергией в несколько десятков, а тем более сотен килоэлектронвольт, связь электронов в атоме, действительно, мало существенна, так как энергия их свя-




Рис. 1: Векторная диаграмма рассеяния γ -кванта на электроне

зи в легких атомах не превосходит нескольких килоэлектрон-вольт, а для большинства электронов еще меньше.

При рассеянии на связанных электронах изменение импульса кванта воспринимается атомом в целом. Поскольку масса атома очень велика, передача импульса не сопровождается скольнибудь заметной передачей энергии, и наблюдается несмещенная (по энергии) компонента в спектре рассеянного излучения. Таким образом, рассеяние γ -квантов на связанных электронах можно рассматривать как упругое столкновение квантов с атомами. В классике такое рассеяние называется рэлеевским и рассматривается как процесс, при котором связанные электроны атома приходят в резонансное колебание под действием падающего излучения, а затем сами излучают фотоны той же частоты. При рассеянии квантов не очень высокой энергии $(1 \div 10 \text{ кэВ})$ часть электронов ведет себя, как свободные, а часть – как связанные. Оба типа рассеяния при этом наблюдаются одновременно.

При увеличении атомного номера Z рассеивателя сечение рэлеевского рассеяния растет как Z^2 , тогда как сечение комптоновского рассеяния на атоме пропорционально Z. Это происходит по следующей причине. При комптоновском рассеянии каждый электрон атома ведет себя независимо от других, поскольку рассеяние в этом случае происходит на каком-либо одном из атомных электронов. При рэлеевском рассеянии фотоны излучаются всеми (или почти всеми) электронами атомной оболочки, колеблющимися синфазно. Их излучение когерентно, так что складываются амплитуды, а не интенсивности излученных волн электронов. Сечения комптоновского и рэлеевского рассеяний по-разному зависят и от энергии фотонов. С увеличением энергии сечение рэлеевского рассеяния уменьшается очень быстро, а сечение комптоновского рассеяния — незначительно.

Кроме рассеяния γ -кванты испытывают в среде поглощение, вызываемое фотоэффектом и рождением электронпозитронных пар. Процесс рождения пар пороговый, он возможен лишь при энергии γ -квантов больше $2mc^2=1{,}02$ МэВ и в рассматриваемом энергетическом диапазоне не происходит. При фотоэффекте из атома выбивается электрон, а квант поглощается. Импульс кванта делится между вылетевшим электроном и атомом, а его энергия частично передается электрону, а частично тратится на возбуждение атома. Атом практически мгновенно (за время порядка 10^{-8} с) возвращается в нормальное состояние. Его энергия возбуждения либо излучается в виде мягкого фотона, либо передается какому-нибудь другому электрону, который покидает атом. И в том, и в другом случае энергия возбуждения обычно поглощается соседними атомами рассеивателя.

Основной целью данной работы является проверка соотношения (4). После перехода от длин волн к энергиям γ -квантов, соотношение принимает вид

$$\frac{1}{\varepsilon(\theta)} - \frac{1}{\varepsilon_0} = 1 - \cos\theta. \tag{5}$$

Здесь $\varepsilon_0 = E_0/(mc^2)$ – выраженная в единицах mc^2 энергия γ -квантов, падающих на рассеиватель, $\varepsilon(\theta)$ – выраженная в тех же единицах энергия квантов, испытавших комптоновское рассеяние на угол θ , m – масса электрона.

2 Экспериментальная установка

Блок-схема установки изображена на рис. 2. Источником излучения 1 служит 137 Cs, испускающий γ -лучи с энергией 662 кэВ. Он помещен в толстостенный свинцовый контейнер с коллиматором. Сформированный коллиматором узкий пучок γ -квантов попадает на графитовую мишень 2 (цилиндр диаметром 40 мм и высотой 100 мм).




Рис. 2: Блок-схема установки по изучению рассеяния γ -квантов

Кванты, испытавшие комптоновское рассеяние в мишени, регистрируются сцинтилляционным счетчиком. Счетчик состоит из фотоэлектронного умножителя 3 (ФЭУ) и сцинтиллятора 4. Сцинтиллятором служит кристалл NaI(Tl) цилиндрической формы диаметром 40 мм и высотой 40 мм, его выходное окно находится в оптическом контакте с фотокатодом ФЭУ. Сигналы, возникающие на аноде ФЭУ, подаются на ЭВМ для амплитудного анализа. Кристалл и ФЭУ расположены в светонепроницаемом блоке, укрепленном на горизонтальной штанге. Штанга вместе с этим блоком может вращаться относительно мишени, угол поворота отсчитывается по лимбу 6.

Головная часть сцинтилляционного блока закрыта свинцовым коллиматором 5, который формирует входной пучок и защищает детектор от постороннего излучения. Основной вклад в это излучение вносят γ -кванты, проходящие из источника 1 через 6-сантиметровые стенки защитного контейнера. Этот фон особенно заметен при исследовании комптоновского рассеяния на большие углы ($\approx 120^{\circ}$), когда расстояние между детектором и источником уменьшается.

На рис. 3 представлена функциональная блок-схема измерительного комплекса, который состоит из ФЭУ, питаемого от высоковольтного выпрямителя ВСВ, обеспечивающего работу ФЭУ в спектрометрическом режиме, усилителя-анализатора УА, являющегося входным интерфейсом ЭВМ, управляемой с клавиатуры КЛ. В ходе проведения эксперимента информация отражается на экране дисплея Д, окончательные результаты в виде таблиц и графиков могут быть выведены на принтер ПР.




Рис. 3: Блок-схема измерительного комплекса

При работе ФЭУ в спектрометрическом режиме величина выходного электрического импульса, снимаемого с анода ФЭУ, пропорциональна энергии регистрируемого γ -кванта. Световая вспышка в сцинтилляторе вызывается не самими γ -квантами, а образующимися в кристалле под действием γ -квантов электронами. Процесс преобразования энергии γ -кванта в определенное число фотонов на выходе сцинтиллятора состоит из трех стадий: рождение быстрых электронов, возбуждение атомов и молекул сцинтиллятора этими электронами и излучение световых фотонов возбуж-

денными атомами и молекулами. Существуют три механизма взаимодействия γ -квантов с веществом: комптоновское рассеяние, фотоэффект и рождение электрон-позитронных пар (в нашем случае этот механизм не реализуется, так как энергия γ -квантов не превосходит порог рождения пар 1,02 MэB). Во всех этих случаях в веществе появляется быстрый электрон, который за счет кулоновского взаимодействия эффективно возбуждает на своем пути атомы и молекулы. Число возбужденных центров пропорционально энергии электрона.

Только при фотоэффекте γ -квант целиком поглощается атомом, а один из электронов внутренней оболочки — чаще всего K-оболочки — выбрасывается за пределы атома, унося всю переданную γ -квантом энергию и теряя ее затем в кристалле. В результате амплитуда световых вспышек оказывается пропорциональной полной энергии первичных γ -квантов. Комптоновское рассеяние γ -квантов в кристалле происходит на слабосвязанных электронах. При этом электрону передается только часть энергии γ -кванта, а оставшаяся часть уносится рассеянным γ -квантом.

Таким образом, под действием монохроматического излучения на выходе ФЭУ возникает распределение электрических импульсов, показанное на рис. 4. В амплитудном распределении импульсов имеется так называемый фотопик, возникающий в результате фотоэффекта, и обязанное комптоновскому рассеянию сплошное распределение. Нас будет интересовать положение (номер канала) вершины этого пика в зависимости от угла поворота детектора. Ширина фотопика является аппаратурной, а не истинной, и зависит от характеристик конкретного кристалла и фотоумножителя, используемых в данной работе. Для определения энергии γ-квантов нужно исследовать кривую распределения энергетических




Рис. 4: Амплитудное распределение импульсов, возникающих под действием монохроматических γ-квантов в сцинтилляторе NaI(Tl)

потерь в кристалле, т. е. распределение по амплитуде электрических импульсов на выходе Φ ЭУ. Такое распределение измеряется в данной работе с помощью компьютера, работающего в режиме амплитудного анализатора.

При регистрации γ -квантов под углом 0° в спектре излучения присутствуют только γ -кванты первичной энергии (662 кэВ). При увеличении угла регистрируется рассеянное излучение, сдвинутое в соответствии с формулой (4) в область меньших энергий. Следует подчеркнуть, что при достаточно большой энергии γ -квантов ($E_{\gamma} \geq mc^2$), как это имеет место в нашем случае, вероятность рэлеевского рассеяния очень мала и в наблюдаемом спектре рассеяния отсутствует несмещенная линия. При дальнейшем увеличении угла фотопик все дальше отходит от положения фотопика, соответствующего первичному излучению, и все сильнее размывается.

Слева от фотопика после большого провала начинается непрерывный спектр комптоновских электронов. Этот фон сохраняется при любом угле рассеяния и мешает определению фотопика рассеянных γ -квантов.

Регистрация поступающих после Φ ЭУ импульсов происходит следующим образом. Усилительанализатор УА каждому приходящему на его вход импульсу ставит в соответствие с его амплитудой число i от 0 до 1023, а затем ЭВМ прибавляет единицу в i-ю ячейку памяти. Таким образом, в памяти компьютера происходит накопление числа пришедших импульсов в соответствии с их амплитудой. На каждое преобразование затрачивается около 20 мкс, в течение этого времени система «не чувствует» приходящие от Φ ЭУ импульсы — это мертвое время счетной аппаратуры. Таким образом, за одну секунду может быть зафиксировано не более 50 тысяч

импульсов. При помощи специальной программы содержание всех 1024 ячеек памяти периодически выводится на экран дисплея в виде гистограммы, по оси абсцисс которой откладывается амплитуда анализируемого импульса, а по оси ординат — число импульсов заданной амплитуды. Точность определения положения фотопика составляет примерно 1%.

3 Обработка данных

3.1 Проверка функционирования установки

- 1. Включим измерительные устройства и компьютер, запустим программу и войдём в режим измерения спектра. Проверим функционирование установки в этом режиме: при увеличении угла отклонения фотопик должен смещаться влево, в сторону меньших энергий.
- 2. Подберём напряжение так, чтобы при нулевом угле $\theta=0^\circ$ фотопик был смещен на экране максимально вправо. Дальнейшие измерения были проведены при напряжении V=1,2 В.

3.2 Измерение зависимости положения фотопика от угла рассеяния

1. Снимем зависимость номера канала фотопика от значения угла θ отклонения счётчика от положения $\theta=0^\circ$, погрешность определения угла составляет $\sigma_\theta=1^\circ$. Систематическая погрешность определения номера канала N составляет 1%. Результаты измерений приведены в таблице ниже.

θ , °	Номер канала фотопика	Погрешность номера канала
0	920	_
10	912	_
20	812	790 - 840
30	760	740 - 790
40	691	648 - 735
50	583	545 - 615
60	533	500 - 570
70	478	450 - 505
80	425	-
90	389	_
100	357	_
110	329	_
120	304	_

Таблица 1: Данные положения фотопика при различных углах

2. По данным из таблице построим график зависимости 1/N от $(1-\cos\theta)$, где N – номер канала фотопика.

3.3 Определение энергии покоя рассеивающей частицы

1. Двумя способами, определим энергию покоя частицы (электрона), на которой происходит комптоновское рассеяние первичных γ -квантов. Для этого перепишем соотношение (5)в

Работа 1.2 4 ВЫВОД

виде:

$$\frac{1}{N(\theta)} - \frac{1}{N(0)} = A \cdot (1 - \cos \theta),\tag{6}$$

где A — коэффициент пропорциональности между $\varepsilon(\theta)$ и $N(\theta)$. Энергия покоя частицы найдётся с помощью

$$mc^2 = E(0)\frac{E(90)}{E(0) - E(90)} = E_\gamma \frac{N(90)}{N(0) - N(90)},$$
 (7)

здесь $E_{\gamma}=E(0)$ – энергия электронов, рассеянных вперед, – просто равна энергии γ -лучей, испускаемых источником и равна $E_{\gamma}=662$ кэВ. Результаты расчётов представлены ниже.

Погрешность рассчитывалась по формуле

$$\sigma_{E_0}^2 = \frac{E_{\gamma}^2}{(N_0 - N_{90})^4} \cdot (N_{90}^2 \sigma_{N_0}^2 + N_0^2 \sigma_{N_{90}}^2),$$

где $N_0 = N(0)$ и $N_{90} = N(90)$.

Таблица 2: Результаты вычислений массы покоя


	Результат по измерениям	Результат по аппроксимации	Истинное значение
$E_0 = mc^2$, кэВ	$485,0 \pm 11,9$	515,2	511
$\varepsilon_{E_0},\%$	2,45	_	_

4 Вывод

В данной работе исследовалось явление рассеяния фотонов на свободных электронах. В результате удалось:

- снять зависимость энергии рассеяных фотонов от угла наблюдения. По этим данным, с помощью построенного графика, удалось проверить кооректность основной в данной работе формулы (5). Точки с хорошей точностью легли на прямую.
- двумя способами определить энергию покоя электрона: с помощью значений, полученных экспериментально, и значений, полученных из аппроксимации экспериментальных данных. В первом случае отклонение от табличного значения получилось порядка 7%, во втором случае отклонение составило менее 1%.

Работа 1.2 4 ВЫВОД



$$k = (144.6 \pm 1.9) \cdot 10^{-5}, \quad \varepsilon_k \approx 1.32\%,$$

 $b = (112.6 \pm 1.5) \cdot 10^{-5}, \quad \varepsilon_b \approx 1.33\%.$

Погрешности величины по осям X, Y вычислялась с использованием соотношения

$$u = f(x) \Rightarrow \sigma_u = \left| \frac{\partial f}{\partial x} \right| \sigma_x.$$

Погрешность величины по оси Y состоит из систематической и случайной частей и вычисляется по формуле

$$\sigma_y^2 = \sigma_{\text{сист.}}^2 + \sigma_{\text{случ.}}^2.$$

Систематическая погрешность определения номера канала N составляет 1%.